

# WOC MuscleMax Sculpture Pro

Hochintensive elektromagnetische Technologie

## A REVOLUTION IN BODY SHAPING AND MUSCLE BUILDING

INTELLIGENTE SOFTWARE  
INTENSIV, EFFEKTIV, SICHER  
MUSKELAUFBAU UND FETTVERBRENNUNG  
EXKLUSIVE HIGH-END-TECHNOLOGIE  
GEPULSTE ELEKTROMAGNETISCHE TECHNOLOGIE











## FUNKTIONEN:

- ★ Hochmoderne hochenergetische gepulste elektromagnetische Technologie
- ★ Automatik- und manuelle Modi für individuell angepasste Behandlungsprotokolle
- ★ Benutzerfreundliche 10-Zoll-Touchscreen-Oberfläche für mühelose Navigation
- ★ Vier Applikatoren und 30-minütige Sitzungen für effiziente Behandlungen
- ★ Nicht-invasive Behandlung mit symmetrischer biphasischer Pulstechnologie

## TECHNOLOGIE IM ÜBERBLICK:

Erleben Sie Spitzentechnologie mit dem WOC MuscleMax Sculpture Pro – der neuen Dimension in Körperformung und Muskelaufbau. Dieses hochmoderne Gerät nutzt gepulste elektromagnetische Hochenergie-Technologie, um gezielt Muskelgruppen maximal zu kontrahieren und präzise zu aktivieren. Mit einer Magnetkraft von 7,0 Tesla  $\pm$  20% und einer Pulsbreite von 260µs liefert es beeindruckende Ergebnisse. Der MuscleMax Sculpture Pro bietet sowohl einen Intelligent Mode als auch einen manuellen Modus für individuell angepasste Behandlungsprotokolle. Über den benutzerfreundlichen 10,4-Zoll-Touchscreen lassen sich Parameter mühelos anpassen, Fortschritte überwachen und Einstellungen personalisieren. Mit vier Applikatoren und 30-minütigen Sitzungen ermöglicht das Gerät effiziente Behandlungen für intensive Muskeldefinition. Die nicht-invasive Behandlung mit symmetrischer biphasischer Pulstechnologie gewährleistet höchsten Komfort und Sicherheit. Ob in Wellnesszentren, Fitnessstudios oder ästhetischen Praxen – der MuscleMax Sculpture Pro ist eine wertvolle Ergänzung, die Ihren Kunden fortschrittliche Lösungen für Körperkonturierung und Muskelstraffung bietet.

## TECHNISCHE DATEN:

Leistung: 3500W

Pulsbreite: 260µs

Applikatoren: 4

Benutzeroberfläche: 10-Zoll-Touchscreen

Magnetische Leistung: 7,0Tesla  $\pm$  20%

Behandlungsmodi: Intelligenter Modus und manueller Modus

Magnetische Frequenz: Symmetrische biphasische Pulse, max. 50Hz

